



## FØLGESEDDER TIL UNDERSØGELSE AF MATERIALE FRA KALVE

Prøveforsendelsen skal foregå HURTIGST MULIGT OG AFKØLET (vedlæg køleelement). Tid og temperatur kan påvirke prøvematerialet og påvisningen af agens i varierende grad (RNA-virus nedbrydes hurtigt). Prøvematerialet skal pakkes individuelt og forsvarligt med vandsugende materiale og forsendelsen skal mærkes "Biologisk materiale, Kat. B. Til forskning og diagnosticering".

<b>Dyrlæge/praksis (stempel) + Mobilnummer:</b>	<b>CHR.nr.:</b>
<b>Underskrift/Dato:</b>	<b>Ejer:</b>
"Jeg accepterer forretningsbetingelserne gældende for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, Veterinært Laboratorium."	<b>CHR adresse:</b>
<b>Besætningstype:</b>	
<input type="checkbox"/> Malkekvæg <input type="checkbox"/> Slagtekalve <input type="checkbox"/> Kødkvæg <input type="checkbox"/> Økologisk	
<b>Prøvemateriale kalv(e):</b> max 200 kg, max 48 mdr.	<b>Andet prøvemateriale (angiv antal):</b>
<input type="checkbox"/> Aflivet	<input type="checkbox"/> Organ(er): _____
<input type="checkbox"/> Selvdød	<input type="checkbox"/> Fæces
CKR nr. _____ Alder _____	<input type="checkbox"/> Trachealskyl
Husk ejer skal overføre CKR til CHR 120893	<b>Andet:</b>

<b>Anamnese:</b> Angiv altid symptom(er), problemets udbredelse, aldersgruppe og varighed	<b>Fæces, organer, trachealskyl osv.:</b>
<input type="checkbox"/> Der er behandlet med antibiotikum	<input type="checkbox"/> Bakteriologisk undersøgelse (BU)
<input type="checkbox"/> Undersøges efter laboratoriets skøn	<input type="checkbox"/> Salmonella-undersøgelse
<b>Ønskes specifikt undersøgt for:</b>	<input type="checkbox"/> Resistensbestemmelse (MIC)
	<input type="checkbox"/> Rotavirus (ELISA)
	<input type="checkbox"/> Luftvejsscreening for <i>M. haemolytica</i> , <i>P. multocida</i> , <i>M. bovis</i> , <i>H. somni</i> , BRSV, Coronavirus og PI3 (PCR)
	<input type="checkbox"/> Mave-tarmorm, coccidier (McMaster)
	<input type="checkbox"/> Cryptosporidier
	<input type="checkbox"/> Lungeorm (Baermann)
	<input type="checkbox"/> Leverikter
	Vi sender gerne materiale videre til andre laboratorier til supplerende undersøgelser.

<b>Forbeholdt laboratoriet</b>	<b>Modtaget:</b>	<b>Besvaret:</b>	<b>Journal nr.:</b>
--------------------------------	------------------	------------------	---------------------