



Anbefaling af opbevaring og forsendelse af prøver til PRRS-undersøgelse ved PCR

Prøvemateriale	Opbevaring	Forsendelse
Oral Fluid - OF (Spyt)	<ul style="list-style-type: none">• Stilles på køl (4-8°C) hurtigst muligt• Undgå stuetemperatur og frost• Opbevares på køl op til 5 dage• Hvis spytprøven skal opbevares længere end 5 dage inden forsendelsen skal prøven fryses ved -20°C	<ul style="list-style-type: none">• Sendes på køl hurtigst muligt• Sendes senest 5 dage efter udtagelsen og opbevaring på køl.
Testikler/haler	<ul style="list-style-type: none">• Testikler/haler anbringes på frost (-20°C) straks efter udtagelsen• Undgå stuetemperatur• Der må være højst 20 kuld/pose• Kan opbevares 30 dage på frost• Kan kun sendes til Veterinært Laboratorium, Kjellerup• Der tages gebyr for prøvebehandling	<ul style="list-style-type: none">• Sendes på køl eller godt isoleret
Processing fluid - PF (Væske fra testikler/haler)	<ul style="list-style-type: none">• Stilles på køl hurtigst muligt• Undgå stuetemperatur og frost	<ul style="list-style-type: none">• Sendes på køl• Sendes senest en dag efter udtagelsen

Reference: SEGES INNOVATION nr 2217 Notat udgivet 12. december 2022, opdateret 30.marts 2023